

Artikelnummern

- DEKOM Medical: 4000243

ALL 2 DICOM

Import von Bildern und Videos im DICOM- oder Mediaformat

- ALL 2 DICOM bietet Ihnen den einfachsten und schnellsten Weg, um Bilder und Videos unterschiedlicher Formate in Ihr DICOM-PACS zu importieren und Ihre Daten konsistent zu halten.
- Die Stammdaten werden dabei angepasst und die Informationen zu den Untersuchungen so integriert, dass diese zu den Datensätzen in Ihrer Datenbank passen.

Vorteile

- Import sämtlicher Media- und DICOM-Formate über eine Oberfläche/Applikation
- Versand an ein oder mehrere Zielsysteme
- PACS-unabhängig
- erweiterbar um HL7
- schnelleres Arbeiten
- höhere Sicherheit

Funktionen

- Importieren von Bildern und Videos im DICOM-/Media-Format
- Datenimportieren von CD, DVD, USB-Stick, Scanner oder Laufwerk
- DICOMisierung von Media-Formaten (JPEGs, AVIs, etc.)
- Anpassung von Stammdaten manuell oder mit Hilfe von DICOM Modality-Worklist-Einträgen oder per DICOM Query (C-Find) auf ein PACS
- Auswahl von einzelnen oder mehreren Bildern/Videos aus einer Untersuchung
- Vorschau der zu importierenden Bildern/Videos
- Analogbilder über vorhandenen Scanner(TWAIN) digitalisieren, zuschneiden und drehen
- Dokumente mit Barcode Verknüpfung scannen

Schnittstellen

Import von Dateien (DICOM-/Media-Formate), Speicherung als DICOM-Datensatz in einem beliebigen Ordner/Laufwerk, DICOM Push (C-Store), DICOM Modality Worklist, DICOM Query(C-Find), TWAIN-Schnittstelle

Hardware-Voraussetzungen

Windows 7, mind. 4 GB RAM, mind. Dual Core CPU(2,4 GHz), mind. 60 GB HDD, Speicherplatz für Daten je nach Bedarf, Virtualisierung möglich